

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : SCIE A RUBAN DIAMANTE 300 CL (pour échantillons petits et moyens)

Référence : 30000

Fabriquant : EXAKT

Système complet pour la coupe des tissus durs (os, titanium, dents, etc...)

Idéal pour la coupe des os non décalcifiés.

Contrôle précis du parallélisme de la coupe Epaisseur des coupes réalisables :
100 µm et +

Système de refroidissement et de lavage du ruban intégré pour éviter l'échauffement de la zone de contact et évacuer les débris de coupe.

Protection de l'utilisateur par caches transparents.

Pas de risque de coupure, même si l'utilisateur touche le ruban de coupe.

Ruban de coupe en acier inoxydable recouvert d'une fine couche en diamant ou de particules CBN enrobées dans une fine couche de nickel. (Choix du ruban en fonction de l'application)

Epaisseur du ruban : Au choix 100 µm et 200 µm

Vitesse du ruban de coupe : de 10 à 560 m/mn. Force de coupe : 0,5 à 1 N



30000

230 V / 50 Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.