

SLIDETEC WATER

Bain marie rond pour le déplissage des coupes histologiques

Ce bain marie rond est conçu pour déplisser les coupes histologiques.

Garantie 24 mois Pièces, Main d'œuvre

Made in Germany

Spécifications



Températures	Jusqu'à 80 °C
Dimensions externes	D 280 mm x H 100 mm
Dimensions cuve	D 200 mm x H 30 mm
Contrôle	Par thermostat capillaire Température réglable avec un bouton
Capacité	1.6 litres
Poids (sans accessoires)	2 kg
Données Electriques	230 V; 50/60 Hz, Pmax: 300 W (Art.No.: 13000510)