

SLIDETEC

Bain Marie pour le déplissage des coupes histologiques

Ce bain marie est conçu pour déplisser les coupes histologiques. Le bac en verre amovible est facile à nettoyer. Le fond noir et l'éclairage par led intégré apporte un contraste optimum permettant de parfaitement voir la coupe. La conception du module de chauffe permet une consommation réduite inférieure à 300W.

- Bain-marie ergonomique (2.0 litres) avec Bac en verre amovible
- Eclairage intégré (LED, Blanc/bleu)
- Programmable
-



Spécifications

Températures	up to 60 °C for water bath
Contenance	2.0 litres
Eclairage	LED (blanc/bleu)
Contrôle	Par microprocesseur Température, jour et heures de travail programmables
Dimensions (L x P x H)	350 x 370 x 230 mm
Poids (sans accessoires)	10 kg
Données Electriques	230 V; 50/60 Hz, Pmax: 300 W (Art.No.: 13000520)