



FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : AUTOMATE DE COLORATION LINEAIRE CROMATEC

Référence : 1700000

Fabriquant : SLEE

Points forts

Grand débit pour les colorations de routine HES et Papanicolaou
Chargement en continu des paniers
Réglage de la durée d'immersion pour chaque bac
Système de gestion des réactifs pour garantir la reproductibilité des colorations
Extraction des vapeurs pour la sécurité des utilisateurs
Simple d'utilisation avec un écran tactile 7" en couleur

Caractéristiques :

1 zone de chargement pour 5 paniers
1 zone de déchargement pour 5 paniers
2 paniers 30 lames
6 bac pour eau courante de 400 ml
20 bacs pour réactifs de 400 ml
1 alimentation eau courante
1 tuyau évacuation eaux usées
Extraction des vapeurs avec 1 filtre charbon
1 câble électrique
Mode d'emploi

Informations techniques :

Electricité : 100 – 240 V AC +/- 10%
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
Max Power : 250 VA
Dégagement calorifique : 250 J/s
IEC 1010 classification Protective class 1
Degré de pollution : 2
Sécurité Overvoltage catégorie II
Fuses 2 x T 2,5 A
Interfaces USB, RJ45
Températures d'utilisation : +10 to +35°C
Humidité relative maximum : 80% sans condensation
Température de stockage : +5°C bis +55°C
Humidité de stockage : < 80%

Dimensions and poids

Dimensions (L x P x H) 1560 mm x 640 mm x 620 mm
Poids déballé : sans accessoires :
110 kg



TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.

Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr



Capacités :

Débit : Jusqu'à 1800 lames/h*

Capacité de chargement : Jusqu'à 20 paniers simultanément

Panier 30 lames

20 stations

6 stations eau courante max.

Volume des bacs 400 ml

Régulation débit d'eau : 0.5 à 2.0 litres par min.

5 stations de chargement et 5 stations de déchargement

20 programmes mémorisables avec 20 étapes par programme

Durée d'immersion dans chaque bac ajustable de 0 sec à 59 min et 59 sec.

* Selon vos protocoles de coloration

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement.

Délai de livraison: 6 semaines à réception de commande.