

# DEPARAFFINEUR DE CASSETTE

## TR 302

Déparaffineur de cassettes manuel, avec système de chauffage de la plaque de travail rapide. Température constante. Plateau de travail incliné, avec rainures pour un drainage de la paraffine dans le tiroir de récupération.

### Caractéristiques :

Plateau en aluminium rainuré et incliné

Tiroir de récupération de la paraffine d'une contenance de 300 ml

Température du plateau de travail : 85°C (+/- 2°C)

Durée de la montée en température : 5 à 8 minutes

Dimensions : L 160 x P 285 x H 120 mm

Poids : 1.95 kgs

230 V 50Hz 0.3A



### Consommable :

Cuvettes plastiques jetables pour le tiroir de récupération de la paraffine

