



MPS/W

Station de stockage SLEE

Le module de préchauffage MPS/W

Le module de préchauffage MPS/W permet un préchauffage rapide et efficace des cassettes et des moules en préalable aux opérations d'enrobage.

Le compartiment moules est doté d'un couvercle qui peut être ouvert complètement de manière à assurer une bonne ergonomie des opérations. Le bac pour cassettes peut accueillir jusqu'à 150 cassettes. il est amovible et facile à nettoyer.

Le MPS/W est équipé d'un microprocesseur de dernière génération qui régule automatiquement la température de chaque zone et de chaque conteneur. Les heures et les jours de travail sont programmables, ce qui permet la mise en place d'une routine de travail sans effort ni interruption.





Spécifications

Plage de température	jusqu'à 80 °C pour bain à cassettes jusqu'à 70 °C pour bac à moules
Bain à cassettes	150 cassettes, amovible 261 x 271 x 32 mm
Bac à moules	500 moules 260 x 220 x 71 mm
Panneau de commande	Température de bain à cassettes, température de bac à moules, jour de travail, début du travail, fin du travail, l'heure, date
Dimensions [L x P x H]	300 x 570 x 295 mm
Poids (sans accessoires)	15 kg
Caratéristiques électriques	230 V; 50-60 Hz (Art.No.: 10180000) 115 V; 50-60 Hz (Art.No.: 10182000) Pmax: 320 W