

# SLIDETEC HEAT

## Plaque chauffante pour le dépliage des coupes histologiques

Cette plaque chauffante, avec 3 niveaux, est conçue pour déplier les coupes histologiques.

La conception du module de chauffe permet une consommation réduite inférieure à 300W.

Garantie 24 mois Pièces, Main d'œuvre

Made in Germany



### Spécifications

Températures	up to 60 °C
Capacité	30 lames
Contrôle	Par microprocesseur Température, jour et heures de travail programmables
Dimensions (L x P x H)	350 x 370 x 230 mm
Poids (sans accessoires)	15 kg
Données Electriques	230 V; 50/60 Hz, Pmax: 300 W (Art.No.: 13000510)