

SLIDETEC WATER HEAT

Plaque chauffante Bain Marie 2 en 1

pour le déplissage des coupes histologiques

Cette Plaque chauffante 3 niveaux associée à un bain marie, est conçue pour déplisser les coupes histologiques.

La conception du module de chauffe permet une consommation réduite inférieure à 600W.

Garantie 24 mois Pièces, Main d'œuvre

Made in Germany



Spécifications

Températures	up to 60 °C
Capacité bain marie	2 litres. Bac amovible
Capacité plaque chauffante	30 lames
Contrôle	Par microprocesseur Température, jour et heures de travail programmables
Dimensions (L x P x H)	370 x 560 x 230 mm
Poids (sans accessoires)	18 kg
Données Electriques	230 V; 50/60 Hz, Pmax: 300 W (Art.No.: 13000510)