

# MPS/CX

## Plaque froide standard

### Plaque froide MPS/CX

La plaque de refroidissement MPS/CX permet un refroidissement efficace et rapide des blocs de paraffine après les opérations d'incorporation en préalable à l'étape de coupe. Les zones de refroidissement par compresseur faites d'aluminium anodisé garantissent une répartition homogène de la température et son faciles à nettoyer.



Le MPS/CX est équipé d'un microprocesseur de dernière génération qui régule automatiquement la température de la zone de refroidissement. Les heures et les jours de travail sont programmables, ce qui permet la mise en place d'une routine de travail sans effort ni interruption.

### Spécifications

Plage de température	jusqu'à -15 °C pour le plan de refroidissement
Plan de refroidissement	jusqu'à 120 cassettes aluminium, anodisé 570 x 270 mm
Panneau de commande	Température de la plaque froide, jour de travail, début du travail, fin du travail, l'heure, date
Dimensions [L x P x H]	600 x 570 x 295 mm
Poids (sans accessoires)	36 kg
Caratéristiques électriques	230 V; 50-60 Hz (Art.No.: 10175020) Pmax: 450 W