

## FICHE TECHNIQUE

### INSTRUMENT : BAIN-MARIE RECTANGULAIRE

Référence : TFB 35


Fabricant : MEDITE

Bain-marie rectangulaire avec bac en verre amovible.

Réglage électronique de la température avec Affichage digital.

Grande surface de travail chauffante en acier inoxydable pour le séchage des coupes.

Eclairage anti-éblouissement de la surface de l'eau par tube néon.



Gamme de température : jusqu'à 55°C.

Dim.:Total: 300 L x 410 P x 75 H mm

Bac: 165 L x 270 P x 50 H mm

Plateforme chauffée : 75 L x 370 P mm

**TFB 35.000                                    230 V / 50 Hz                                    01-3500-00**

**TFB 35.500                                    230 V / 50 Hz                                    01-3550-00**

**Grande profondeur (bac 165 x 270 x 80 mm)**

**Accessoires pour TFB 35**

**Bac en verre jusqu'au n° de série 902 635 049                                    51-4550-00**

**Bac en verre jusqu'au n° de série 903 100 069                                    51-4552-00**

**Bac en verre pour TFB 35.500                                    51-4553-00**

**Couvercle aluminium                                    11-4550-00**

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement  
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.