

Série E-LINE

Armoire de Sûreté

Les armoires de la série E-LINE représentent la solution idéale pour un stockage économique et en toute sécurité de vos produits polluants, toxiques et dangereux.

En conformité avec l'article **R.5132-66 du Code de la Santé Publique**, les produits toxiques et très toxiques doivent être placés dans des armoires fermées à clef. L'article **R.5132.68** établi en outre que les substances ou préparations dangereuses, doivent être conservées séparément des autres substances ou préparations. Par ailleurs, le **Code du travail** oblige les employeurs à assurer la santé et la sécurité de travailleurs (**art. L230-2**).



K89173

K89172



K89176



K89175

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Construction en acier 8/10^{ème}
- Couleur : Gris RAL7035
- Equipées d'étagères de rétention en acier peint époxy, ajustables en hauteur
- Portes pleines battantes **simple paroi** à fermeture à clé 3 points
- Ouverture de la porte avec un angle de plus de 110°
- Colerette de raccordement Ø125mm
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864

→ SERIE E-LINE

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH)mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH)mm	EQUIPEMENTS INTERNES	CAPACITE DE STOCKAGE*	Poids (kg)
K89173	Armoire haute 1 porte	540x450x2000	530x430x1980	3 étagères + 1 bac de rétention en acier peint (charge max 60 Kg uniformément distribués)	64	45
K89172	Armoire haute 2 portes	1000x450x2000	990x430x1980	3 étagères + 1 bac de rétention en acier peint (charge max 80 Kg uniformément distribués)	100	65
K89176	Armoire comptoir 1 porte	540x450x1000	530x430x998	1 étagère + 1 bac de rétention en acier peint (charge max 60 Kg uniformément distribués)	30	35
K89175	Armoire comptoir 2 portes	1000x450x1000	990x430x998	1 étagère + 1 bac de rétention en acier peint (charge max 80 Kg uniformément distribués)	70	45

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

→ EQUIPEMENTS INTERNES (en option)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LxPxH)mm	VOLUME DE RETENTION (LITRES)	CAPACITE DE STOCKAGE*
K89192	Etagère en acier peint pour armoire 1 porte	495x415x30	6	16
K89193	Etagère en acier peint pour armoire 2 portes	990x415x30	12	36

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre

→ VENTILATION en option

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LxPxH)mm
DIAM125BP	Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boîte à filtre – diam. de sortie 125 mm	290x290x270
RE1000	Variateur de débit du ventilateur (à commander avec le ventilateur K89013)	-
K89021	Filtre à charbon actif pour caisson de ventilation K89190-K89191-K89013	300x240x15
AL0001	Alarme électronique dysfonctionnement aspiration	-
GFKIT125	Kit de raccordement : 1 mètre de gaine souple Ø 125mm et 2 colliers de fixation	Ø 125mm
TIM24	Compteur journalier	-

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilation du présent catalogue et au Tarif en cours