

## FICHE TECHNIQUE

**INSTRUMENT : PLAQUE FROIDE**

**Référence : CP4S**

**Fabriquant : GORDIAMKEY**



Plaque froide compacte 33 x 26cm pour 27 cassettes  
température de -15°C à -5°C avec contrôle manuel

Système de réduction du givre sur la plaque froide

Pas de vibration

Silencieuse moins de 10 dB à 1m de distance

Economique 135W

Légère 7,6kg

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 4/6 semaines à réception de commande.