

## FICHE TECHNIQUE

### INSTRUMENT : PLAQUE CHAUFFANTE

Référence : OTS 40

Fabriquant : MEDITE

### 5 TAILLES DISPONIBLES

Plaque chauffante en Aluminium, couverte d'epoxy pour une meilleure stabilité de la température.

Contrôle électronique de la température.

Echelle de température :

De 30 à 99°C

Hauteur : 8 cm

Poids: 1.7 à 5.4 kg

230V / 50 Hz / 75 - 500 VA



<b>OTS 40 1520</b>	150x200 mm	<b>230 V / 50 Hz</b>	<b>01-4001-00</b>
<b>OTS 40 1540</b>	150x400 mm	<b>230 V / 50 Hz</b>	<b>01-4002-00</b>
<b>OTS 40 2025</b>	200x250 mm	<b>230 V / 50 Hz</b>	<b>01-4003-00</b>
<b>OTS 40 2530</b>	250x300 mm	<b>230 V / 50 Hz</b>	<b>01-4004-00</b>
<b>OTS 40 3040</b>	300x400 mm	<b>230 V / 50 Hz</b>	<b>01-4005-00</b>

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.

Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techinterlab.fr.

site : www.techinterlab.fr