




**ARMOIRE DE STOCKAGE EN INOX
STAINLESS STEEL VENTED CABINET
VCF15060190**

FR - EN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS

Construction en acier inoxydable*Stainless steel construction*

AISI-304

Dimensions (LxPxH mm)1500 x 600 x 1900
mm**Finition satinée***Satin finished*

✓

2 Portes coulissantes en inox sur rails*2 stainless steel doors on rails*

✓

Aspiration supérieure*Top aspiration*

✓

4 Étagères en inox ajustables en hauteur et perforées*4 shelves in stainless steel, adjustable in height and perforated*

✓

2 bacs de rétention*2 retention baths*

✓

4 Pieds réglables pour la mise à niveau*4 levellers feet*

✓

Connecteur ventilation D125 mm*Ventilation connector D125 mm*

✓

Caisson porte filtre L 620 x P 600 x H 100 mm*Filter box*

✓

Conduit de sortie Ø125 mm*Ø125 mm outlet duct*

✓

Flux d'aspiration requis 150 m3/h*Aspiration Flow 150 cm/h*

✓

1 Filtre formol EOFO en option*1 Formaldehyde filter EOFO in option***OPTION****Caisson de ventilation DIAM125***Ventilation box DIAM125*