




**ARMOIRE DE STOCKAGE EN INOX
STAINLESS STEEL VENTED CABINET**

VCF10060190

FR - EN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS

Construction en acier inoxydable
Stainless steel construction

AISI-304

Dimensions (LxPxH mm)

1000 x 600 x 1900

Finition satinée
Satin finished

✓

2 Portes battantes en inox
2 stainless steel doors on hinges

✓

Aspiration supérieure
Top aspiration

✓

4 Étagères en inox ajustables en hauteur et perforées
4 shelves in stainless steel, adjustable in height and perforated

✓

1 bac de rétention
1 retention bath

✓

4 Pieds réglables pour la mise à niveau
4 levellers feet

✓

Connecteur ventilation D125 mm
Ventilation connector D125 mm

✓

Caisson porte filtre L 620 x P 600 x H 100 mm
Filter box

✓

Conduit de sortie Ø125 mm
Ø125 mm outlet duct

✓

Flux d'aspiration requis 100 m3/h
Aspiration Flow 100 cm/h

1 Filtre formol EOFO en option
1 Formaldehyde filter EOFO in option

OPTION

Caisson de ventilation DIAM125
Ventilation box DIAM125