


# SLIDEBEL MEGA



## ETIQUETEUSE AUTOMATIQUE DE MEGA LAMES



Grâce à l'impression thermique haute résolution et à la mécanique de précision, chaque lame est parfaitement imprimée. Une image nette sur tout type de lame de microscope pour un fonctionnement durable et sans problème.

### Pourquoi choisir Slidebel Mega?

**\* Imprime sur tout type de lame de microscope.**

Tout type de lame standard peut être imprimé.  
Peu importe la couleur, la surface, la charge ou la finition

**\* Impression rapide et de haute qualité.**

15 Lames par minute.  
Image nette et contraste intense

**\* Compacte et ergonomique.**

Faible encombrement (34 x 17 cm).  
Facile à utiliser, simple et intuitif

**\* Connectivité ouverte.**

Compatible avec tous les SGL et PC.



**Idéal  
Pour les  
Scanners**

GordiamKey  
Medeon Science Park  
20512 Malmö, Sweden

Distributeur TECH-INTER  
ZA du clos de Villarceaux  
78770 Thoiry  
01 34 94 20 45  
[sales@techinterlab.fr](mailto:sales@techinterlab.fr)  
<https://www.techinterlab.fr/>

GORDIAMKEY 

[www.gordiamkey.com](http://www.gordiamkey.com)



## Chaque lame est parfaite avec Slidebel Mega!

Des étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et à la chaleur sont imprimées et appliquées avec précision sur les lames de microscopes.

Tous les types de lames standard supa mega sont pris en charge.

Peu importe la couleur, la surface, la charge ou la finition.

La tête thermique est positionnée en toute sécurité, évitant les dommages dus au contact direct avec le verre.

Obtenez des impressions nettes avec une fiabilité étendue à plus d'un million de lames.

Fonctionnement sans problème avec tout système, des colorateurs automatiques aux scanners numériques.



## Spécifications techniques

### Impression

Technologie d'impression	Transfert thermique
Supports d'impression	Etiquettes Chemlabels (chemical resistant)
Type d'encre	Ruban Chemlabels (chemical resistant)
Capacité	6.400 étiquettes / rouleau
Résolution	200 - 300 dpi
Vitesse d'impression	15 lames / minute

### Dimensions

Longueur	34 cm
Largeur	17 cm
Hauteur	20 cm
Poids	3.5 Kg

### Lames

Type de lames	Megalames 52mm x 76mm ISO 8037
Chargement	Chargeur / manuel
Capacité chargeur	25 lames
Sortie de lames	Collecteur / Paillasse

### Communication interface

Data interface	USB / Ethernet (Avec serveur d'impression)
Mode d'interface SGL	Windows drivers
Logiciel d'étiquetage	Bartender / Nicelabel