

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : ETUVE VENTILEE DRYER 3F

Référence : 3469

Fabriquant : KALTEK

Etuve ventilée pour le séchage rapide des lames histologiques.

Contrôle électronique de la température

Programmable

Double système de filtration :

Filtre 1 : Filtre poussière pour le traitement de l'air entrant afin d'éviter de contaminer les lames.

Filtre 2 : Filtre charbon actif pour traiter l'air sortant pour protéger les utilisateurs des vapeurs nocives rejetées

Chauffage par résistance intégrée pour une montée rapide en température.

La ventilation permet d'obtenir une température homogène dans l'enceinte de chauffage.

Le contrôle électronique de la température permet de stabiliser la température programmée avec une précision de $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Tableau de commande comprenant :

- Interrupteur M/A
- Interrupteur de mise en fonction du Timer
- Contrôleur de température électronique avec affichage digital
- Timer

Dimensions ext: PxLxH 330x360x610 mm;

Jeu de filtres de rechange : réf : 3571

3469

230 V / 50 Hz



Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.