


SLIDEBEL RVB



AUTOMATE OVERLAYS IHC



Application rapide et précise d'un film plastique protecteur « overlays » sur les lames imprimées pour les protocoles d'immuno. Gain de temps et plus grande précision avec la Slidebel RVB.

Pourquoi choisir Slidebel RVB?

***Fonctionne avec toutes les lames porte objet.**

Tout type de lames peuvent être traitées
Peu importe la couleur, la surface,
la finition.

***Rapidité, Application précise**

24 lames par minute.
Application très précise

***Compacte et ergonomique.**

Faible encombrement 34 x 14 cm.
Simple d'utilisation et intuitive

*** Multi-plateforme**

Compatible avec certains automates IHC
tels que Roche Ventana et Dako



Optimale
pour les
Plateformes
IHC

DISTRIBUTEUR France : TECHINTERLAB. ZA DU CLOS DE VILLARCEAUX. 78770
THOIRY. Tel : 01 34 94 20 45. Email : sales@techinterlab.fr. site :
www.techinterlab.fr

GORDIAMKEY

GordiamKey

Medeon Science





Chaque lame est parfaite avec Slidebel RVB!



Le Film plastique de protection Overlays durable, résistant à la chaleur et aux produits chimique est déposé avec précision sur les lames porte échantillon. Peu importe la couleur, la finition, la surface de la lame. Slidebel RVG permet d'automatiser un grand nombre de procédés manuels et de gagner du temps, donc de la productivité en améliorant la précision de positionnement du film.

Spécifications techniques

Spécifications

Overlay capacité 2800 lames / rouleau
Vitesse 24 lames/ minute

Dimensions

Longueur 34 cm
Largeur 14 cm
Hauteur 20 cm
Poids 3.5 Kg

Traitement des lames

Type de lames Tous les standards ISO 8037
Mode de chargement Chargeur / manuel
Capacité des chargeurs 2 x 50 lames
Sortie des lames Bac de sortie

Plateformes IHC compatibles

Roche Ventana Benchmark
Dako Omnis
Autres plateformes IHC