

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : PLAQUE FROIDE

Référence : CRYOPLATE 4X CONTROL APP

Fabriquant : GORDIAMKEY



Contrôlez votre Cryoplate 4X. Sur le bout de vos doigts.
Contrôlez et surveillez votre appareil Cryoplate à distance à l'aide de votre smartphone ou tablette.
Téléchargez simplement l'application sur le Google Play Store.
Enregistrez les paramètres préférés et chargez-les d'une simple pression.

Plaque froide compacte 33 x 26cm pour 27 cassettes
température de -15°C à -5°C
Contrôler et régler la température. Ajuster la puissance de refroidissement. Régler l'intensité et la couleur des LED. Stocker les paramètres dans la mémoire. Signaler les diagnostics

Système de réduction du givre sur la plaque froide

Pas de vibration
Silencieuse moins de 10 dB à 1m de distance

Economique 135W

Légère 7,6kg

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 4/6 semaines à réception de commande.