




Impression :

Technologie d'impression :.....Laser
Résolution d'impression :.....600 ppp
Vitesse d'impression :.....10 cassettes / minute
(selon la taille d'impression)

Dimensions :

Longueur :.....25 cm
Largeur :.....7 cm
Hauteur :.....32 cm
Poids :.....3.7 kg

Traitement des lames :

Type cassette.....Compatible laser
Mode de chargement :.....Cartouche
Bac d'alimentation :.....40 cassettes
Méthode de livraison :.....Curseur

Interface de communication :

Interface de données : USB/Ethernet
Interface LIS : Pilotes Windows /
Mode brut
Logiciel d'étiquetage : Bartender/
Nicelabel


L'imprimante à cassette



Uniprint Cassette



Oui, c'est tellement petit...



Pourtant, si puissant.

Imprimez directement des cassettes d'enrobage en haute résolution et durablement grâce à Uniprint Cassette. Notre système laser innovant utilise une technologie nouvellement développée pour exploiter une grande puissance dans un format très compact. Bénéficiez d'une impression nette et fiable pour plus de 3 millions de cassettes, garantissant une intégration transparente avec n'importe quel système, des systèmes de suivi à l'archivage.

Imprimez vos cassettes d'enrobage avec Uniprint Cassette.

Choisissez votre cassette



Utilisez n'importe quelle cassette compatible laser.
Peu importe la couleur ou la forme.

Compact et ergonomique



Faible encombrement :
seulement 7 x 25 cm. Facile à
utiliser, simple et intuitif.

Rentable



Coûts d'exploitation et
d'entretien extrêmement bas

Impression rapide et de haute
qualité



10 cassettes par minute.
Image nette et contraste vif.

Connexion ouverte



Compatible avec tout type de
système LIS et PC autonome