

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : SYSTEME D'IMPRESSION AUTOMATISE POUR CASSETTES :

VACP Unit

Référence : CPA 5001

Fabriquant : VOGEL

Cet automate pour impression des cassettes est équipé d'un carrousel de 6 chargeurs.

De conception et de fabrication allemande, cet automate permet de répondre à vos besoins d'impression de cassettes (avec ou sans couvercle) en routine.

Fiabilité, Connectivité, rapidité et flexibilité sont les atouts de cet automate.

Il peut être utilisé de façon autonome avec son PC intégré ou relié sur un autre ordinateur, avec un lecteur code-bar (Y-Gate), connecté par LAN ou USB Windows –Driver et peut fonctionner avec les différents systèmes de Gestion de laboratoire. (SGL). Le Carrousel comprend 6 compartiments mais également 6 adaptateurs pour cassettes sans couvercles.

En mode automatique, l'automate permet d'imprimer 700 cassettes par heure.

Le compartiment de réception permet de stocker jusqu' 50 cassettes imprimées.

Vous pouvez passer très rapidement du mode d'impression automatique au mode d'impression manuel.



Avantages :

- Impressions : Menu, Impression à la demande, Impression automatisée, Lecture code-bar adaptable (Y-gate)
- Impression d'une cassette en 3–3,5 seconds seulement
- La Connexion LAN permet de transférer facilement des données externes provenant d'un autre ordinateur à l'imprimante.
- USB Windows Driver
- Ruban encreur avec substance UV-sensitive et puce RFID.
- Impression résistante à toutes les solutions usuelles utilisées dans les laboratoires
- Encombrement réduit pour s'intégrer facilement dans votre espace de travail
- Fonctionne avec les cassettes standards
- Capable d'imprimer des caractères spéciaux.
- Séchage rapide de l'encre par polymérisation UV



Livré avec :

- 1 ruban,
- 1 carrousel avec 6 chargeurs et 6 adaptateurs pour cassettes sans couvercle
- 2 rack de réception avec adaptateur pour cassettes sans couvercle
- 1 clavier alphanumérique et 1 clavier num.
- Lecteur code-bar adaptables (Y-gate)

Système d'impression des cassettes

2 lignes, Police par défaut, sans code-bar:

2 x 16 = 32 caractères

2 lignes, Police par défaut, avec code-bar 2 D

2 x 11 = 22 caractères

1 ligne, Majuscules, sans code-bar:

1 x 13 = 13 caractères

Fonctionne avec les cassettes standards

Dimensions : 25 x 18 x 19 cm

CPA5001

230 V / 50 Hz

Système automatisé pour cassettes

Consommables pour VSP6001 , SPA5001 et VCP6001, CPA 5001

RFID Ribbon Ruban breveté RFID avec puce de contrôle pour limiter l'utilisation à 20.000 impressions afin de garantir la qualité.

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.