

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : TIROIR DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

Référence : **TKF 22**

Fabriqueur : **MEDITE**



Tiroir de refroidissement rapide pour les blocs de paraffine

- Facile à nettoyer, 300 x 327 mm, 40 mm de profondeur
- **Refroidissement jusqu'à -35°C**
- **Capacité : 180 blocks,**
- Contrôle électronique de la température, avec gaz sans CFC.
- Echelle de température : -35°C à +15°C
- Dimensions Totales : 645 D x 400 W x 250 H mm .
- Poids : 23,5 kg

Les tiroirs et le couvercle sont en option.

TKF 22.000

230 V / 50 Hz

02-3000 -00

Accessoires pour TKF 22

- **Couvercle**
- **Racks inox pour cassettes**

28-8241-00

28-8242-00

Jeu de 7 racks en inox pour 22 cassettes par tiroirs

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.