

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : COLLEUSE DE FILM

Référence : TWISTER

Fabriqueur : MEDITE



Colleuse de film autonome, la TWISTER permet de traiter 1200 lames par heure avec des paniers plastiques 20 ou 30 lames.

Elle peut être utilisée en complément de tous les colorateurs du marché.

Les paniers sont transférés manuellement par l'opérateur du colorateur vers la colleuse.

Des adaptateurs permettent d'éviter le transfert des lames d'un panier vers un autre panier.

Filtre charbon intégré avec raccordement possible sur une évacuation externe pour la sécurité des utilisateurs

Capacité : Jusqu'à 1200 lames par heure soit une cadence 3 secondes par lames.

Lames : 26 x 76. Rouleaux de film utilisables : Cytotape L 70 mètres (1200 lames environ)

Dim : L 730 x P 310 x H 545 mm Poids : 65,5 kg

Filtre charbon recharge

Pour système de filtration

TWISTER

230 V / 50 Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.