

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : ETUVE HISTOVEN M10

Référence : 3496

Fabriquant : KALTEK

Etuve à convection naturelle en aluminium.

Contrôle électronique de la température

2 niveaux

Dimensions ext: PxLxH 270x520x225 mm;

Dimensions int.: PxLxH 200x290x240 mm.



3496

230 V / 50 Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.