

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : ETUVE VENTILEE POUR LE SECHAGE DES LAMES

Référence : TDO SAHARA

Fabriqueur : MEDITE

Etuve de séchage des lames.

Contrôle électronique de la température et affichage digital.

Air ventilé et Temps de séchage programmable par Timer.
Durée de 1 min. à 99 heures 59 mn.

Ventilation automatique de 60 secondes à la fin du séchage.

Alarme en fin de cycle et Départ et arrêt automatique programmable

Température réglable de +20°C à +80°C par pas de 1°C.

Accessoire : Filtre à charbon jetable

Dim Intérieures: 418 x 273 x 280 mm.

Dim., totales: 445 x 370 x 480 mm.

Poids: 28 kg



TDO SAHARA

230 V / 50 Hz/ 1250 VA

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.