

FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : PLAQUE FROIDE -15°C

Référence : COP 30

Fabriquant : MEDITE



Plaque froide pour les blocs, économique, robuste et silencieuse.

En acier inoxydable poli, avec les bords chauffés pour éviter la condensation.

Dim plaque de travail : 300 x 440 mm, 42 mm h, Sans CFC

Température réglable de: -15 °C à +15 °C avec affichage digital.

Dim., total: 600 L x 450 W x 230 H mm.

Poids: 26 kg

COP 30

230 V / 50 Hz

02-1000 -00

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.

Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techinterlab.fr.

site : www.techinterlab.fr