

COFFRE POUR LE STOCKAGE DE POISONS

Spécialement conçue pour ranger et isoler poisons, produits chimiques toxiques et CMR.



EO106P+K89048



K89048

Peut être utilisée
comme armoire murale
pour stocker vos produits
dangereux ou comme
coffre à poisons dans
une armoire de stockage

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Construction en acier 10/10ème
- Couleur : Gris RAL7035
- Equipé de 2 étagères de rétention en acier peint époxy, ajustables en hauteur
- Porte battante **double paroi** à fermeture à clé
- Ouverture de la porte avec un angle de plus de 110°
- Prédiposition à une fixation murale
- Possibilité de fixation dans une armoire de sécurité (sur étagère ou sur la paroi du fond de l'armoire)
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864

→ COFFRE A POISON

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH)mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH)mm	EQUIPEMENTS INTERNES	CAPACITE DE STOCKAGE*	Poids (kg)
K89048	Coffre à poison	500x300x400	480x270x390	2 étagères en acier peint (Charge max Kg uniformément distribués)	25	10

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire