




**ARMOIRE DE STOCKAGE EN INOX
STAINLESS STEEL VENTED CABINET**

VCF12060190

FR - EN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS

Construction en acier inoxydable <i>Stainless steel construction</i>	AISI-304
Dimensions (LxPxH mm)	1200 x 600 x 1900
Finition satinée <i>Satin finished</i>	✓
2 Portes battantes en inox <i>2 stainless steel doors on hinges (Right and Left opening)</i>	✓
Aspiration supérieure <i>Top aspiration</i>	✓
4 Étagères en inox ajustables en hauteur et perforées <i>4 shelves in stainless steel, adjustable in height and perforated</i>	✓
2 bacs de rétention <i>2 retention baths</i>	✓
4 Pieds réglables pour la mise à niveau <i>4 levellers feet</i>	✓
Connecteur ventilation D125 mm <i>Ventilation connector D125 mm</i>	✓
Caisson porte filtre L 620 x P 600 x H 100 mm <i>Filter box</i>	✓
Conduit de sortie Ø125 mm <i>Ø125 mm outlet duct</i>	✓
Flux d'aspiration requis 150 m3/h <i>Aspiration Flow 150 m3/h</i>	✓
1 Filtre formol EOFO en option <i>1 Formaldehyde filter EOFO in option</i>	

OPTION

Caisson de ventilation DIAM125BP